



(FORMULAZIONE INNOVATIVA  
**SOLFATO FREE**)



**preparo**<sup>®</sup>

Soluzione per la pulizia dell'intestino prima della colonscopia

© DESCRIZIONE.it

DOCUMENTAZIONE RISERVATA AI SOGG. MEDICI

### TABELLA COMPARATIVA

PRODOTTO	MACROGOL	BICARBONATO DI SODIO	CLORURO DI SODIO	SODIO SOLFATO	ACIDO ASCORBICO	ASCORBATO DI SODIO	CLORURO DI POTASSIO	SIMETICONE
<b>preparo</b> <sup>®</sup>	420 g	5,72 g	11,2 g	0 g	0 g	0 g	1,48 g	0 g
MOVIPREP	200 g	0 g	5,4 g	15 g	9 g	11,8 g	2,03 g	0 g
SELG-ESSE 1000	233 g	6,72 g	5,84 g	22,7 g	0 g	0 g	2,96 g	0,32 g

### DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE

Per le modalità di assunzione del prodotto seguire attentamente il protocollo raccomandato dal medico.

La dose consigliata è di 4 litri (4 buste da 110g disciolte ciascuna in 1 litro di acqua). Il prodotto può essere assunto in un'unica dose la sera prima dell'esame. Per una migliore tollerabilità, si consiglia di assumere il prodotto suddiviso in due dosi:

- **3 litri la sera prima dell'esame ed 1 litro la mattina dell'esame**

Oppure

- **2 litri la sera prima dell'esame e 2 litri la mattina dell'esame**

### PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

La soluzione **PREPARO**<sup>®</sup> si prepara riempiendo un contenitore con acqua e miscelando una busta per ogni litro d'acqua. È preferibile agitare vigorosamente più volte per garantire la dissoluzione degli ingredienti. Lo scioglimento è facilitato utilizzando acqua tiepida. La soluzione è più appetibile se refrigerata prima della somministrazione. Alla soluzione non devono essere aggiunti ulteriori ingredienti, come ad esempio aromi.

Una busta da 110 g contiene: 105 g di polietilenglicole 3350, 1,43 g di bicarbonato di sodio, 2,8 g di cloruro di sodio, 0,37 g di cloruro di potassio, aroma.



**Al gradevole aroma di limone**

Dispositivo medico **CE** 0546



*protagonisti della tua salute*

GEpharma srl - Viale Europa, Centro Meridiana - San Prisco (CE)



**preparo**<sup>®</sup>

Soluzione per la pulizia dell'intestino prima della colonscopia


**LA SCELTA CHE MANCAVA**

(FORMULAZIONE INNOVATIVA  
**SOLFATO FREE**)

**MAGGIORE EFFICACIA**

**MAGGIORE TOLLERABILITÀ**

**GUSTO GRADEVOLE**



UNA CORRETTA PULIZIA DEL COLON PRIMA DELLA COLONSCOPIA È DI GRANDE AIUTO PER IL MEDICO E PER IL PAZIENTE



PREPARAZIONE SCADENTE




PREPARAZIONE ECCELLENTE

- Garantisce un'immagine più nitida e dettagliata della zona da esplorare
- Permette, durante il controllo, di rilevare anche piccole lesioni
- Non costringe il paziente a controlli più ravvicinati rispetto a quanto previsto dalle linee guida
- Nel caso di un polipo, si può intervenire con l'elettrobisturi perchè non c'è il rischio di deflagrazione

### COS'È IL GLICOLE POLIETILENICO (PEG)?

Una soluzione elettrolitica di lavaggio intestinale:



**OSMOTICAMENTE BILANCIATA** **DA ASSUMERE CON 4 LITRI DI ACQUA**

Il PEG è una soluzione non assorbibile che passa attraverso l'intestino senza causare squilibrio idro-elettrolitico, ad oggi è il **GOLD-STANDARD** per la preparazione alla colonscopia perchè garantisce sicurezza ed efficacia.

**FINO AD OGGI IL MERCATO ITALIANO METTEVA A DISPOSIZIONE DEL GASTROENTEROLOGO DUE TIPOLOGIE DI PREPARAZIONE CHE IN QUANTO AD EFFICACIA SONO SOVRAPPONIBILI MA CHE PRESENTANO DIVERSE LIMITAZIONI RELATIVAMENTE ALLE FORMULAZIONI**

#### Preparazione con PEG + SALI + SOLFATI

Va utilizzata con cautela in pazienti con:

- Aritmia
- Iperensione
- Insufficienza renale/epatica

Limita l'adesione del paziente alla terapia perchè:

- Rende la soluzione maleodorante
- La soluzione ha retrogusto salmastro

#### Preparazione con MISCELE DI SALI

È controindicata in pazienti con:

- Aritmia
- Iperensione
- Insufficienza renale/epatica

Non andrebbe utilizzato in pazienti con:

- Sospetta patologia infiammatoria intestinale

### ... E ALLORA COSA SCEGLIERE?



Per quanto siano le uniche utilizzate, queste soluzioni presentano ancora alcune limitazioni e problematiche dovute all'alta concentrazione di sali, che crea severi disturbi elettrolitici e alla presenza di solfati, che rende le preparazioni maleodoranti e dal sapore sgradevole.



# preparo®

LA SCELTA CHE MANCAVA

FORMULAZIONE **SOLFATO FREE**  
INNOVATIVA

DA OGGI GRAZIE A **preparo®**, IL MEDICO HA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE UN PREPARATO:

### AD ALTO DOSAGGIO DI PEG ► MAGGIORE EFFICACIA

Grazie all' altissima concentrazione di PEG, mediamente ne contiene il doppio rispetto ai prodotti più utilizzati.


### BASSO CONTENUTO DI SALI ► MAGGIORE TOLLERABILITÀ

Grazie all' alta concentrazione di PEG si è potuto inserire un minimo quantitativo di sali, che non hanno azione purgante ma idratante (quindi utilizzabile senza nessuna precauzione nei pazienti con aritmia, insufficienza renale ed epatica).

### SOLFATO FREE ► MAGGIORE ADESIONE ALLA TERAPIA

Grazie all' assenza di sodio solfato il preparato ha buona palatabilità e non acquisisce il caratteristico e sgradevole sapore salmastro.

#### TABELLA COMPARATIVA



#### LA SCELTA CHE MANCAVA

Oggi **preparo®** rappresenta la migliore scelta per la preparazione del colon alla colonscopia. Unico in Italia che presenta questa tipologia di formulazione innovativa, è riuscito a mantenere un'elevata efficacia eliminando gran parte delle problematiche legate a questa tipologia di prodotto.

